



# Каталог алмазных стоматологических боров Microdont


## Круглый




## Круглый с буртиком




## Обратный конус




## Обратный конус с буртиком




## Специальные



## Конус с пламевидным концом




## Колесо



## Цилиндр с прямыми желобками




## Груша




## Двойной конус




## Цилиндр, резание боковое и концевое




## Торпеда конусная, остроконечная



## Цилиндр, полусферический конец



## Цилиндр, острый конец



# Каталог алмазных стоматологических боров Microdont

## Конус, усечённый, полусферический

REF	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1332	1333	1377	2067	2068	3069	3070	3071	3127	3200	3210	3332	4072	4200	5015	5016	
Размер зерна	●	●	●	●	●●	●●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●●	●●	●	●	●

## Конус, закруглённая кромка

REF	2046	2131	2133	2134	2135	2136	2138	3038	3131	3139	4135	4136	4137	4138	5017
Размер зерна	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●

## Конус, только боковое резание

REF	2082	3082	3083	4083	4084
Размер зерна	●	●	●	●	●

## Торпеда, конусная игла

REF	1112	1190	2112	2200	2202	2224	3113	3195	3193	3203	3205	3207	3227	3228
Размер зерна	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●

## Цилиндр, стрелчатый конец

REF	4114
Размер зерна	●

Система идентификации размера зерна выполняется с помощью следующего цветового кода:

● Экстремелкий	<b>EF</b>	Экстремелкий, 30 мкм
● Мелкий	<b>F</b>	Мелкий, 45 мкм
● Средний*	<b>M</b>	Средний, 75-125 мкм
● Крупный	<b>C</b>	Крупный, 150 мкм
● Очень крупный	<b>VC</b>	Очень крупный, 180 мкм

\*алмазные боры со средним размером зерна могут не иметь специальной цветовой маркировки на самом изделии. Указание обозначение грануляции М – средний может не приводиться.