



Каталог алмазных стоматологических боров Microdont


Круглый




Круглый с буртиком




Обратный конус




Обратный конус с буртиком




Специальные




Конус с пламевидным концом




Колесо



Цилиндр с прямыми желобками




Груша




Двойной конус




Цилиндр, резание боковое и концевое




Торпеда конусная, остроконечная



Цилиндр, полусферический конец



Цилиндр, острый конец



Каталог алмазных стоматологических боров Microdont

Конус, усечённый, полусферический

REF	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1332	1333	1377	2067	2068	3069	3070	3071	3127	3200	3210	3332	4072	4200	5015	5016	
Размер зерна	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Конус, закруглённая кромка

REF	2046	2131	2133	2134	2135	2136	2138	3038	3131	3139	4135	4136	4137	4138	5017
Размер зерна	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Конус, только боковое резание

REF	2082	3082	3083	4083	4084
Размер зерна	•	•	•	•	•

Торпеда, конусная игла

REF	1112	1190	2112	2200	2202	2224	3113	3195	3193	3203	3205	3207	3227	3228
Размер зерна	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Цилиндр, стрелчатый конец

REF	4114
Размер зерна	•

Система идентификации размера зерна выполняется с помощью следующего цветового кода:

● Экстремелкий	EF	Экстремелкий, 30 мкм
● Мелкий	F	Мелкий, 45 мкм
● Средний*	M	Средний, 75-125 мкм
● Крупный	C	Крупный, 150 мкм
● Очень крупный	VC	Очень крупный, 180 мкм

*алмазные боры со средним размером зерна могут не иметь специальной цветовой маркировки на самом изделии. Указание обозначение грануляции M – средний может не приводиться.