

Romax

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ

WWW.ANHEL.RU





ROMAX 1020L-M4 (SIF-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЯЕМОГО ВОЗДУХА: 200 КПА

ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЯЕМОЙ ВОДЫ: 200 КПА

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО НАКОНЕЧНИКА

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ: $\varnothing 14,4$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 24 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,03 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 89,1 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1020L-M4 (SIF-01C) – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 1020-M4 (SIN-03C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЯЕМОГО ВОЗДУХА: 200 КПА

ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЯЕМОЙ ВОДЫ: 200 КПА

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ: $\varnothing 14,4$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 24,0 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 96,63 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 95,3 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020-M4 (SIN-03C) – 1 ШТ.,
ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.





ROMAX 1024-B2 (SEN-02C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 54 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-02C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 1024-B2 (SEN-04C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 49 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-04C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 1024-B2 (SEN-08C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 53,1 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-08C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 1024-B2 (SEN-09C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:2

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 36 000 – 40 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 66,7 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-09C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.





ROMAX 1020-M4 (SIN-02C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ: $\varnothing 14,4$

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 24 ММ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,03 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 96,3 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1020-M4 (SIN-02C) – 1 ШТ.,
ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 1024-B2 (SEN-10C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ СТАНДАРТНАЯ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 138,7 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 84,7 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-10C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ., СИСТЕМА ВНЕШНЕГО
ОХЛАЖДЕНИЯ (ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА И ФИКСАТОР) – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.





ROMAX 1024-B2 (SEN-07C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 48,3 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-04C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 1020L-M4 (SIF-03C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЯЕМОГО ВОЗДУХА: 200 КПА

ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЯЕМОЙ ВОДЫ: 200 КПА

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ,
ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ ПРЯМОГО
НАКОНЕЧНИКА (СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ: $\varnothing 14,4$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 4,0 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 96,63 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 96,3 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-04C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 1020L-M4 (CIF-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 79,5 Г

КОМПЛЕКАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1020L-M4 (CIF-01C) – 1 ШТ., КЛЮЧ 4 – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 1020L-M4 (CIL-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: СВЕТОДИОДНАЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 82 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1020L-M4 (CIL-01C) – 1 ШТ., КЛЮЧ 5 – 1 ШТ., СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.





ROMAX 1020-M4 (CIN-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,85 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА 79,5 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1020-M4 (CIN-01C) – 1 ШТ., КЛЮЧ
5 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 1024-B2 (CEN-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,62 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 40,9 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1024-B2 (CEN-01C) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 5 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 1024-B2 (CEN-11C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 85,62 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 40,9 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2300PL-45 (45SPL-H-M4) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 8 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.





ROMAX 1024-B2 (CEN-31C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 5,49 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 84,76 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 42 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1024-B2 (CEN-31C) – 1 ШТ., КЛЮЧ 3 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 1020L-M4 (I05F-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:5

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 90 000 – 100 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ТРЕХТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 10 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 96,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 84,4 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1020L-M4 (I05F-01C) – 1 ШТ., МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (МЕДНАЯ) – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.





ROMAX 1020L-M4 (I04F-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:4.2

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 75 000 – 84 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,65 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 95,33 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 77,7 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1020L-M4 (I04F-01C) – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (МЕДНАЯ) – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 3201CH (201F)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 20:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 900 – 1000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,1$ ММ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,67 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 106,44 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 79 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3201CH (201F) – 1 ШТ., КЛЮЧ 3 – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ., СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) – 3 ШТ., СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
(ФИКСАТОР) – 3 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 3201CH (201L)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 20:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 900 – 1 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: НЕТ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТК: СВЕТОДИОДНАЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,67 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 106,44 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 86 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3201CH (201L) – 1 ШТ., КЛЮЧ 3 – 1 ШТ., МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ., СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) – 3 ШТ., СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ (ФИКСАТОР) – 3 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 3203CH (201N)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 20:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 900 – 1 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: НЕТ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,67 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 106,44 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 79 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3203CH (201N) – 1 ШТ., КЛЮЧ 3 – 1 ШТ.,
МАСЛЯНАЯ ТРУБКА (ЧЕРНАЯ) – 1 ШТ., СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА) – 3 ШТ., СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ
(ФИКСАТОР) – 3 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 3040CH (R04F-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТК: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 79,7 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3040CH (R04F-01C) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 5 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ..





ROMAX 3040CH (R16N-51C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 16:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 1125 – 1250 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 8,63 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 84,2 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3040CH (R16N-51C) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 5 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX 3040CH (R04N-41C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: IPR ЗАЖИМ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 8,6 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 82,1 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3040CH (R04N-41C) – 1 ШТ.,
ТОЛКАТЕЛЬ – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 3040CH (R04F-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТК: ФИБРООПТИКА

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 79,7 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3040CH (R04F-01C) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 5 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ..



ROMAX 3040CH (R04N-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 81,5 ММ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3040CH (R04N-01C) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 5 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 3040CH (R16N-01C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 16:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 1 125 – 1 250 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 9,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 92,8 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 81,5 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 3040CH (R16N-01C) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 5 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.





ROMAX 1021-M4 (RE04N-04C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н-СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: E-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ПОВОРОТНЫЙ ЗАЖИМ (НАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ ЧАША)

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 5,49 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 84,76 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 42 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ ROMAX 1021-M4 (RE04N-04C) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 3 – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 1024-B2 (CEN-21C)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ: Е-ТИП

ТИП ЦАНГИ: ЦАНГОВЫЙ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 8 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 83,63 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 41,9 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2303PL-M4 (MPL1-U-M4) – 1 ШТ., КЛЮЧ 10 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2300PQL-M4 (TPF3-D-K6)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 400 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

РАЗЪЁМ: 6-КАНАЛЬНЫЙ С БЫСТРОСЪЁМНЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ KAVO

ОХЛАЖДЕНИЕ: ТРЁХТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: БОЛЬШАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,5$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,22 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 148,9 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 113,3 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2300PQL-M4 (TPF3-D-K6) – 1 ШТ., КЛЮЧ 1 – 1 ШТ., КЛЮЧ 7 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., БЫСТРОСЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – 1 ШТ., УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (5,8 ММ/1,25 ММ/2,28 ММ) – 2 ШТ., УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (8 ММ/0,95 ММ/3,53 ММ) – 3 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2300PQL-M4 (TPF3-D-K)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 400 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА

РАЗЪЁМ: 6-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ТРЁХТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: БОЛЬШАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,5$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,22 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 115 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 76 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2300PQL-M4 (TPF3-D-K) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 1 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2301PL-M4 (TPL3-U-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 360 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: СВЕТОДИОДНАЯ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ТРЁХТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: БОЛЬШАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,1$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,8 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 22,13 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 65 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2301PL-M4 (TPL3-U-M4)
– 1 ШТ., КЛЮЧ 2 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ.,
ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1
ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2300P-B2 (TPN3-U-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 310 000 – 340 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ТРЕХТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: БОЛЬШАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,1$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,8 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 122,13 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 65 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2300P-B2 (TPN3-U-M4) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 2 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2300PL-45 (45SPL-H-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 350 000 – 420 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: СВЕТОДИОДНАЯ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 10,73$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 135,1 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 70 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2300PL-45 (45SPL-H-M4) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 8 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2300P-45 (45SPN-B-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 350 000 – 420 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ; СТАНДАРТНАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 10,73$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,5 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 135,1 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 70 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2300P-45 (45SPN-B-M4) – 1 ШТ., КЛЮЧ 9 – 1 ШТ., ИГЛА
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2303PL-M4 (MPN1-U-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 350 000 – 420 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: МАЛЕНЬКАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 8,94$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 0,68 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 132,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 54 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК, МОДЕЛЬ 2303PL-M4 (MPN1-U-M4) – 1 ШТ., КЛЮЧ 10 – 1 ШТ.,
ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2303PL-M4 (MPL1-U-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 350 000 – 420 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: СВЕТОДИОДНАЯ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: МАЛЕНЬКАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 8,94$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 10,68 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 132,3 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 54 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2303PL-M4 (MPL1-U-M4) – 1 ШТ., КЛЮЧ 10 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2301PL-M4 (TPL3-W-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 350 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н-СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: СВЕТОДИОДНАЯ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ТРЁХТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: БОЛЬШАЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,1$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,8 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 135,21 ММ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ЛАТУНЬ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 65 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2301PL-M4 (TPL3-W-M4) – 1 ШТ.,
КЛЮЧ 2 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ., ТЕСТ-БОР – 1 ШТ.,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2305P-M4 (TPN1-V-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 350 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н-СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ ИЛИ БОЛЬШАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,1$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,8 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 122,13 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 62 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ ROMAX 2305P-M4 (TPN1-V-M4)
– 1 ШТ., КЛЮЧ 2 – 1 ШТ., ИГЛА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ – 1 ШТ.,
ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1
ШТ., ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.



ROMAX 2304P-B2 (СК-08-M4)

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 350 000 ОБ/МИН

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ: 200 КПА

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,05$ Н-СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

ТИП ГОЛОВКИ: СТАНДАРТНАЯ ИЛИ БОЛЬШАЯ

ТИП ЦАНГИ: КНОПОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ

ДИАМЕТР ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: $\varnothing 12,1$ ММ

ВЫСОТА ГОЛОВКИ НАКОНЕЧНИКА: 13,8 ММ

ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА: 122,13 ММ

МАТЕРИАЛ ПОДШИПНИКА: КЕРАМИКА

МАССА НАКОНЕЧНИКА: 43 Г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК, МОДЕЛЬ 2304P-B2 (СК-08-M4) – 1 ШТ.,
ТЕСТ-БОР – 1 ШТ., РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 ШТ.,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ – 1 ШТ.

ROMAX S-01

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020L-M4 (CIL-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: LED
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ: КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР: Е-ТИПА

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020-M4 (SIN-03C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX 1020L-M4 (CIL-01C), НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1020-M4 (SIN-03C), ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C), АКСЕССУАРЫ



ROMAX S-10

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020-M4 (SIN-03C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТО Е-ТИПА

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020-M4 (CIN-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX 1020-M4 (CIN-01C), НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX 1020-M4 (SIN-03C), ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C), АКСЕССУАРЫ



ROMAX S-13

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020L-M4 (SIF-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020L-M4 (CIF-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: ФИБРООПТИКА
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIF-01C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 6-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА
ОСВЕЩЕНИЕ: ФИБРООПТИКА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX 1020L-M4 (CIF-01C), НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX 1020L-M4 (SIF-01C), ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIF-01C), АКСЕССУАРЫ



ROMAX S-08

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (SEN-02C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА
ОСВЕЩЕНИЕ: БЕЗ ПОДСВЕТКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (CEN-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

135°



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1024-B2 (CEN-01C), НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1024-B2 (SEN-02C), ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C) – 1 ШТ., АКСЕССУАРЫ





ROMAX T-01

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (CEN-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

НАКОНЕЧНИК 2304P-B2 (СК-08-M4)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ТУРБИННЫЙ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 350 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (SEN-04C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА
ОСВЕЩЕНИЕ: БЕЗ ПОДСВЕТКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX 1024-B2 (CEN-01C) – 1 ШТ.,
НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX 1024-B2 (SEN-04C) – 1 ШТ.,
ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C) – 1 ШТ., НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ТУРБИННЫЙ ROMAX 2304P-B2 (СК-08-M4) – 2 ШТ., АКСЕССУАРЫ





ROMAX T-02

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 2301PL-M4 (TPL3-W-M4)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ТУРБИННЫЙ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 350 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: LED
РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ТРЁХТОЧЕЧНОЕ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (SEN-04C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (CEN-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА
ОСВЕЩЕНИЕ: БЕЗ ПОДСВЕТКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1024-B2 (CEN-01C) – 1 ШТ., НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1024-B2 (SEN-04C) – 1 ШТ., ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C) – 1 ШТ., НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 2301PL-M4 (TPL3-W-M4) – 2 ШТ., АКСЕССУАРЫ



ROMAX T-03

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020-M4 (CIN-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020-M4 (SIN-03C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

НАКОНЕЧНИК ROMAX 2304P-B2 (СК-08-M4)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ТУРБИННЫЙ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 350 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ОДНОТОЧЕЧНОЕ

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1020-M4 (CIN-01C) – 1 ШТ. НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1020-M4 (SIN-03C) – 1 ШТ., ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C) – 1 ШТ., НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 2304P-B2 (СК-08-M4) – 2 ШТ., АКСЕССУАРЫ



ROMAX T-04

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020L-M4 (CIL-01C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: LED
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1020-M4 (SIN-03C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ, ОДНОТОЧЕЧНАЯ ПОДАЧА

НАКОНЕЧНИК ROMAX 2301PL-M4 (TPL3-W-M4)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: ТУРБИННЫЙ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 300 000 – 350 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: LED
РАЗЪЁМ: 4-КАНАЛЬНЫЙ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ТРЁХТОЧЕЧНОЕ

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНУТРЕННЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1020L-M4 (CIL-01C) – 1 ШТ., НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1020-M4 (SIN-03C) – 1 ШТ., ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MIN-01C) – 1 ШТ., НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРБИННЫЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 2301PL-M4 (TPL3-W-M4) – 2 ШТ., АКСЕССУАРЫ





ROMAX S-11-M

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1021-M4 (IPR-02C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX (IPR-02C), ТОЛКАТЕЛЬ – 1 ШТ., ЛИСТОВОЙ КАЛИБРАТОР – 1 ШТ., ПИЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 10 ШТ., ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПИЛ – 1 ШТ., КЕЙС – 1 ШТ., АКСЕССУАРЫ





ROMAX S-12-M

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1021-M4 (IPR-02C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1021-M4 (IPR-02C), ТОЛКАТЕЛЬ – 1 ШТ., ЛИСТОВОЙ КАЛИБРАТОР – 1 ШТ., ПИЛЫ ПЛАСТИКОВЫЕ – 9 ШТ., ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПИЛ – 1 ШТ., КЕЙС – 1 ШТ., АКСЕССУАРЫ



ROMAX S-12

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1021-M4 (IPR-02C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1021-M4 (IPR-02C), ТОЛКАТЕЛЬ – 1 ШТ., ЛИСТОВОЙ КАЛИБРАТОР – 1 ШТ., ПИЛЫ ПЛАСТИКОВЫЕ – 9 ШТ., ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПИЛ – 1 ШТ., АКСЕССУАРЫ

ROMAX S-11

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1021-M4 (IPR-02C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 4:1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 4 500 – 5 000 ОБ/МИН

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: $\geq 0,02$ Н·СМ

УРОВЕНЬ ШУМА: ≤ 80 ДБ

ПОДСВЕТКА: НЕТ

ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX 1021-M4 (IPR-02C), ТОЛКАТЕЛЬ – 1 ШТ., ЛИСТОВОЙ КАЛИБРАТОР – 1 ШТ., ПИЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 10 ШТ., ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПИЛ – 1 ШТ., АКСЕССУАРЫ.

ROMAX S-06

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (CEN-21C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (SEN-04C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА ПРЯМОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА
ОСВЕЩЕНИЕ: БЕЗ ПОДСВЕТКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1024-B2 (CEN-21C), НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ROMAX, МОДЕЛЬ 1024-B2 (SEN-04C), ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C), АКСЕССУАРЫ



ROMAX S-03

НАБОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКОНЕЧНИК ROMAX 1024-B2 (CEN-21C)

ТИП НАКОНЕЧНИКА: УГЛОВОЙ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: 1:1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18 000 – 20 000 ОБ/МИН
ПОДСВЕТКА: НЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ

ПНЕВМОМОТОР ROMAX (MEN-02C)

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 18000 – 20000 ОБ/МИН
ОХЛАЖДЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ: 4-КАНАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ: МОТОР Е-ТИПА
ОСВЕЩЕНИЕ: БЕЗ ПОДСВЕТКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАКОНЕЧНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ROMAX,
МОДЕЛЬ 1024-B2 (CEN-21C) – 2 ШТ., ПНЕВМОМОТОР ROMAX
(MEN-02C) – 1 ШТ., АКСЕССУАРЫ

